

| Conexiones internas | | |
|---------------------|---|---|
| Fabricante | Tipo y diámetro de implante | Tipo de tornillo de pilar |
| Astra Tech | OsseoSpeed™ 3,0 (Amarillo) OsseoSpeed™ 3,5/4,0 (Aqua) OsseoSpeed™ 4,5/5,0 (Lila) OsseoSpeed™ 4,0 ("tradicional", azul) | Destornillador Hexagonal - 0,050" |
| BioHorizons | Internal 3.5, 4.5, 5.7 | Destornillador Hexagonal - 1,25 mm |
| Biomet 3i | Certain™ MicroMiniplant™ 3.25/3.4 Certain™ 3.75/4.0, 5.0, 6.0, XP 4/5, XP 5/6 | Destornillador Hexagonal - 0,048" |
| Nobel Biocare | NobelReplace™ NP (Narrow Platform) 3.5 NobelReplace™ RP (Regular Platform) 4.3 NobelReplace™ WP (Wide Platform) 5.0, 6.0 | Nobel Biocare Unigrip™ |
| Straumann | Standard/Standard Plus Implant 4.8 RN (Regular Neck) Bone Level 3.3 NC (Narrow CrossFit™) Bone Level 4.1 / 4.8 RC (Regular CrossFit™) | Destornillador compatible Straumann |
| Zimmer Dental | Tapered Screw-Vent™ 3.5, 4.5, 5.7 Screw-Vent™ 3.5, 4.5 SwissPlus™ 4.8 | Destornillador Hex. - 0,050" o Destornillador Hex. - 1,25 mm |

| Conexiones de hexágono externo | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| Fabricante | Tipo y diámetro de implante | Tipo de tornillo de pilar |
| BioHorizons | External 3.5, 4.0, 5.0 | Destornillador Hexagonal - 0,050" |
| Biomet 3i | MicroMiniplant™ 3.25/3.4 Miniplant™ 4.1/3.25 Standard 3.75, 4.0 Wide 5.0, 6.0 XP 3/4, 4/5, 5/6 | Destornillador Hexagonal - 0,048" |
| Nobel Biocare | Brånemark System™ NP (Narrow Platform) 3.3 Brånemark System™ RP (Regular Platform) 3.75, 4.0 Brånemark System™ WP (Wide Platform) 5.0, 5.5 | Nobel Biocare Unigrip™ |
| Straumann | Standard Plus Implant 3.5 NN (Narrow Neck) | Dest. compatible Straumann |

Todos los pilares Atlantis™ incluyen, sin coste adicional, el tornillo de pilar correspondiente.

Nota: cuando se ajusta el tornillo de pilar siempre debe utilizarse el torque recomendado por el fabricante del sistema de implantes.

Tiempos de entrega

| Unidades por caso | Tiempos de entrega (días laborables) | |
|-------------------|---|----------------|
| | Titanio | Titanio dorado |
| 1-3 | 4* | 10 (7**) |
| 4+ | 5 | 11 (8**) |

Nota: los tiempos de entrega (en días laborables) se cuentan desde que el caso es recibido en Atlantis hasta el día en que éste llega al cliente.

Los tiempos de entrega no incluyen festivos ni fines de semana.

Los pilares de titanio dorado (GoldHue) poseen un recubrimiento de nitruro de titanio de color dorado. Debido a la naturaleza del proceso de recubrimiento esta opción tiene tiempos de entrega más dilatados

* P. ej. si el laboratorio envía un caso de pilares de titanio de 1 a 3 unidades un Lunes, lo recibirá el Viernes siguiente.

** A partir del tercer trimestre.

Tabla de compatibilidades

Circonio

| Conexiones internas | | |
|---------------------|--|---|
| Fabricante | Tipo y diámetro de implante | Tipo de tornillo de pilar |
| Astra Tech | OsseoSpeed™ 3,5/4,0 (Aqua) OsseoSpeed™ 4,5/5,0 (Lila) | Destornillador Hexagonal - 0,050" mm |
| BioHorizons | Internal 3.5, 4.5, 5.7 | Destornillador Hexagonal - 1,25 mm |
| Biomet 3i | Certain™ MicroMiniplant™ 3.25/3.4 Certain™ 3.75/4.0, 5.0, 6.0, XP 4/5, XP 5/6 | Destornillador Hexagonal - 0,048" |
| Nobel Biocare | NobelReplace™ RP (Regular Platform) 4.3 NobelReplace™ WP (Wide Platform) 5.0, 6.0 NobelReplace™ NP (Narrow Platform) 3.5 | Nobel Biocare Unigrip™ |
| Straumann | Bone Level 4.1, 4.8 RC (Regular CrossFit™) | Destornillador compatible Straumann |
| Zimmer Dental | Tapered Screw-Vent™ 3.5, 4.5, 5.7 Screw-Vent™ 3.5, 4.5 | Destornillador Hexagonal - 0,050" o Destornillador Hexagonal - 1,25 mm |

| Conexiones de hexágono externo | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| Fabricante | Tipo y diámetro de implante | Tipo de tornillo de pilar |
| BioHorizons | External 4.0, 5.0 | Destornillador Hexagonal - 0,050" |
| Biomet 3i | Miniplant™ 4.1/3.25 Standard 3.75, 4.0 Wide 5.0, 6.0 XP 3/4, 4/5, 5/6 | Destornillador Hexagonal - 0,048" |
| Nobel Biocare | Brånemark System™ RP (Regular Platform 3.75, 4.0) Brånemark System™ WP (Wide Platform 5.0, 5.5) | Nobel Biocare Unigrip™ |

Todos los pilares Atlantis™ incluyen, sin coste adicional, el tornillo de pilar correspondiente.

Nota: cuando se ajusta el tornillo de pilar siempre debe utilizarse el torque recomendado por el fabricante del sistema de implantes.

Tiempos de entrega

| Unidades por caso | Tiempos de entrega (días laborables) |
|-------------------|---|
| | Circonio |
| 1-3 | 7 |
| 4+ | 8 |

Nota: los tiempos de entrega (en días laborables) se cuentan desde que el caso es recibido en Atlantis hasta el día en que éste llega al cliente.

Los tiempos de entrega no incluyen festivos ni fines de semana.

Todas las marcas son propiedad de las compañías respectivas.

